

Anticorpo Policlonale Anti-Rfk Di Coniglio Per Wb E Elisa - Q969G6

Numero articolo: CM0029170



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RFK di alta qualità per applicazioni di Western blot ed ELISA, adatto per campioni umani e murini. Validato con immunogeno proteico ricombinante (aa 1-155), rileva la riboflavina chinasi, un enzima chiave nella sintesi del FAD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RFK Rabbit pAb
Note/Alias	RIFK; RFK
Specie	Umano
GeneID (umano)	55312
GeneID	55312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-155 di RFK umano (NP_060809.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q969G6
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio