

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rfpl2 Per Wb, Elisa - 075678

Numero articolo: CM0017257

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RFPL2 validato per WB ed ELISA. Rileva RFPL2 umano e di ratto (proteina 79 a dito RING, 42 kDa), una proteina a dito di zinco espressa nella prostata e nel cervello. Adatto per la ricerca in biologia urogenitale. SWISS: 075678.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio RFPL2
Note/Alias	RNF79; RFPL2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10739
ID Gene	10739
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di RFPL2 umano (NP_006596.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	075678
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio