

Anticorpo Policlonale Anti-Rfx2 Per Wb, Elisa - P48378

Numero articolo: CM0019704

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio RFX2 validato per WB ed ELISA. Riconosce RFX2 umano e murino, un fattore di trascrizione fondamentale per la spermatogenesi e la ciliogenesi. Ideale per studi di biologia riproduttiva e regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	pAb RFX2 di coniglio
Note/Alias	RFX2
Specie	Umano
ID gene	5990 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 295-450 di RFX2 umano (NP_000626.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P48378
Peso della proteina	80 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante