

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rfx3 Per Wb, Elisa - P48380

Numero articolo: CM0012927

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RFX3 validato per Western blotting e ELISA. Bersaglia il fattore di trascrizione umano RFX3, un regolatore chiave della ciliogenesi e della differenziazione delle cellule delle isole pancreatiche. Adatto per la ricerca su sviluppo e ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RFX3 Rabbit pAb
Note/Alias	RFX3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5991
GeneID	5991
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-430 della RFX3 umana (NP_602304.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P48380
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio