


Anticorpo Monoclonale Anti-Rgap1 Per Wb, Elisa - Q9H0H5

Numero articolo: CM0003317



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio RGAP1 validato per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce RGAP1 umano (Rac GTPase-activating protein 1), un regolatore chiave della citochinesi. Adatto per ricerche sul ciclo cellulare, sul cancro e sull'ematopoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RGAP1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	29127
Gene ID	29127
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di RGAP1 umano (Q9H0H5)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q9H0H5
Peso Proteico	71 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio