


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rgap1 (Validato Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

Numero articolo: CM0009817



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RGAP1 (proteina 1 attivatrice della GTPasi Rac), validato KD, per WB, IHC-P, ELISA. Rileva RGAP1 umano, di topo, di ratto (71 kDa). Mira a un regolatore chiave della citochinesi coinvolto nella divisione cellulare e nell'eritropoiesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	[Validato KD] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-RGAP1
Osservazioni/Alias	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; [Validato KD] RGAP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29127
ID Gene	29127
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 533-632 di RGAP1 umano (NP_037409.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H0H5
Peso Proteico	71kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio