

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rgl2 Per Wb Ed Elisa - Q8Gxw1

Numero articolo: CM0020341

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina DELLA RGL2 (RGA-like 2) di Arabidopsis thaliana, validato per applicazioni di Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle gibberelline, sulla germinazione dei semi e sulla risposta delle piante allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RGL2 Rabbit pAb                                                                                                                                                        |
| Note/Alias            | RGA-like 2; T21P5.13; T21P5_13; RGL2                                                                                                                                   |
| Specie                | Arabidopsis thaliana                                                                                                                                                   |
| GeneID (umano)        | 5863                                                                                                                                                                   |
| GeneID                | 821251                                                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-156 di RGL2 di arabidopsis thaliana (NP_186995.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                                               |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                                  |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                                              |
| Reattività Incrociata | Arabidopsis thaliana                                                                                                                                                   |
| SWISS                 | Q8GXW1                                                                                                                                                                 |
| Peso Proteico         | 60kDa                                                                                                                                                                  |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                                     |