

Anticorpo Policlonale Anti-Rgl3 Da Coniglio - Rgl3

Numero articolo: CM0024091

introduzione

Anticorpo policlonale che riconosce la proteina RGL3 di Arabidopsis thaliana, adatto per Western blot e ELISA. Prodotto in coniglio contro una proteina di fusione ricombinante, con reattività crociata validata verso Arabidopsis thaliana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RGL3 Rabbit pAb
Specie	Arabidopsis thaliana
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-106 di RGL3 di Arabidopsis thaliana (NP_197251.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio