

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Rgma Per Wb E Elisa - Q96B86

Numero articolo: CM0003065



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la Repulsive Guidance Molecule A (RGMA) umana, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Utile per studiare lo sviluppo del sistema nervoso, l'inibizione della crescita dei neuriti e le vie di segnalazione BMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RGMA Rabbit mAb
Note / Alias	RGM; RGMA
Specie	Uomo
ID gene	56963
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della RGMA umana (Q96B86).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q96B86
Peso proteico	49 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio