


Anticorpo Policlonale Anti-Rgn Per Wb, Elisa - Q15493

Numero articolo: CM0027370



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la regucalcina umana (RGN/SMP30). Validato per WB e ELISA, rileva campioni umani, di topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione del calcio e sulla gluconolattonasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RGN Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9104
GeneID	9104
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-299 della RGN umana (NP_004674.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15493
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio