

Anticorpo Policlonale Anti-Rgr Per Wb, Elisa - P47804

Numero articolo: CM0027041

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'RGR umano (recettore accoppiato a proteine G retinico-RPE), validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Supporta la ricerca sul ciclo visivo, l'epitelio pigmentato retinico e l'isomerizzazione dei retinoidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RGR Rabbit pAb
Note/Alias	RP44; RGR
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5995
GeneID	5995
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 156-295 dell'RGR umano (NP_002912.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P47804
Peso proteico	32 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio