

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rgs10 Per Wb Ed Elisa - O43665

Numero articolo: CM0026219



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RGS10 umano, adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; rileva una proteina di ~21 kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RGS10 Rabbit pAb
Note/Alias	RGS10
Specie	Umano
ID Gene	6001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-181 di RGS10 umano (NP_001005339.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43665
Peso Proteico	21 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio