

Anticorpo Policlonale Anti-Rgs13 Per Wb, Elisa - 014921

Numero articolo: CM0017965

introduzione

L'anticorpo policlonale anti-RGS13 (coniglio, validato per WB/ELISA) è diretto contro la proteina RGS13 umana (19 kDa), un regolatore della segnalazione delle proteine G. Reagisce anche con le proteine di topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	RGS13 Rabbit pAb
Note/Alias	RGS13
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6003
GeneID	6003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-159 di RGS13 umano (NP_002918.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O14921
Peso della proteina	19 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante