


Anticorpo Policlonale Anti-Rgs14 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43566

Numero articolo: CM0030142



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RGS14 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con topo e ratto. Bersaglia una proteina di 61kDa; ideale per la ricerca sulla segnalazione GPCR e sulla memoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RGS14 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RGS14
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10636
GeneID	10636
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 230-510 di RGS14 umano (NP_006471.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43566
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio