


Anticorpo Policlonale Anti-Rgs2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P41220

Numero articolo: CM0020384



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RGS2 umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle proteine G e sulla regolazione della pressione sanguigna.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	RGS2 Rabbit pAb
Note/Alias	G0S8; RGS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5997
GeneID	5997
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 di RGS2 umano (NP_002914.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P41220
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio