

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rgs4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P49798

Numero articolo: CM0022549

introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio contro l'RGS4 umano (SWISS P49798), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce gli omologhi di topo e ratto. Adatto per studiare la segnalazione e la regolazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-RGS4
Note/Alias	RGP4; SCZD9; RGS4
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5999
GenelD	5999
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 dell'RGS4 umano (NP_005604.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49798
Peso Proteico	23 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio