


Anti-Rgs5 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O15539

Numero articolo: CM0030235



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RGS5 umano (Regolatore della segnalazione delle proteine G 5). Validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reattività con il mouse. Adatto per la ricerca sulla segnalazione GPCR e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RGS5 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8490
ID Gene	8490
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Mouse
SWISS	O15539
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio