

Anticorpo Policlonale Anti-Rgs7 Per Wb Ed Elisa - P49802

Numero articolo: CM0025518



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RGS7 umano (regolatore della segnalazione proteica G 7). Validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare le cascate di segnalazione mediate da GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RGS7 Rabbit pAb
Note/Alias	RGS7
Specie	Umano
GeneID (umano)	6000
GeneID	6000
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49802
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca refrigerante