

Anticorpo Policlonale Anti-Rhbdd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Teb9

Numero articolo: CM0014363



introduzione

RHBDD1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con RHBDD1 di uomo, topo e ratto, una proteasi romboide coinvolta in ERAD, apoptosi e spermatogenesi. Ideale per la ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RHBDD1 Rabbit pAb
Note/Alias	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
Specie	Uomo
GeneID	84236
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 206-315 di RHBDD1 umano (NP_115652.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8TEB9
Peso proteico	36 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio