

Anticorpo Policlonale Anti-Rhbdf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cc6

Numero articolo: CM0024121

introduzione

Anticorpo policlonale anti-RHBDF1 (coniglio) validato per WB, IF/ICC, ELISA. Mirato alla proteina romboide inattiva umana 1 (iRhom1), cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione EGFR e sul trasporto proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RHBDF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	Dist1; hDist1; C16orf8; EGFR-RS; gene-89; gene-90; RHBDF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64285
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-400 di RHBDF1 umano (NP_071895.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q96CC6
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio