

Anticorpo Policlonale Anti-Rheb Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15382

Numero articolo: CM0018212



introduzione

L'anticorpo policlonale RheB coniglio rileva la proteina RheB umana, murina e ratto (~20 kDa) nelle applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mTOR e sulla crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RheB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RHEB2; RheB
Specie	Umano
GenelD (umano)	6009
GenelD	6009
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15382
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio