

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rhoa Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61586

Numero articolo: CM0013576



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-RhoA di CamelBio (P61586) è validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva RhoA (22 kDa) umano, di topo e ratto, una piccola GTPasi che regola il citoscheletro e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RhoA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	387
GeneID	387
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61586
Peso Proteico	22 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio