


## Anticorpo Monoclonale Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Numero articolo: CM0012061



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RHOA/RHOB/RHOC, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Proteina di 22kDa - Q16695 / P68431.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | RHOA/RHOB/RHOC Rabbit mAb                                                                                                      |
| Annotazioni / Alias | ARH9; ARHC; H9; RHOH9; RHOA/RHOB/RHOC                                                                                          |
| Specie              | Uomo                                                                                                                           |
| ID Gene (Uomo)      | 387/388/389                                                                                                                    |
| ID Gene             | 389/387/388                                                                                                                    |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-193 di RHOA/RHOB/RHOC umano (P08134) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                          |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q16695/P68431                                                                                                                  |
| Peso della proteina | 22kDa                                                                                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                          |