


Anticorpo Policlonale Anti-RhoB Per Wb, Elisa - P62745

Numero articolo: CM0029618



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RhoB di alta qualità convalidato per WB ed ELISA. Rileva RhoB umano, murino e ratto (~22 kDa). Adatto per la ricerca sull'apoptosi, sul cancro e sulla segnalazione cellulare. - P62745

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RhoB Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	388
ID Gene	388
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-190 di RhoB umano (NP_004031.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62745
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio