


Anticorpo Monoclonale Anti-RhoB Di Coniglio Per Wb E Elisa - P62745

Numero articolo: CM0007615



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a RhoB umano. Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sull'apoptosi, sulla tumorigenesi e sul traffico cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RhoB Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Specie	Umano
Gene ID	388
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 70-150 di RhoB umano (NP_004031.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62745
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio