

Anticorpo Policlonale Anti-Rhoc Per Wb, If/Icc, Elisa - P08134

Numero articolo: CM0020657



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RhoC umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Riconosce RhoC umano, murino e di ratto (~22 kDa). Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RhoC Rabbit pAb
Note/Alias	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; RhoC
Specie	Umano
GeneID (umano)	389
GeneID	389
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P08134
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante