

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rhoc (Validato Con Ko) Per Wb, Elisa - P08134

Numero articolo: CM0014664



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato con KO diretto contro RhoC (P08134). Progettato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso uomo e ratto. Consente lo studio del ruolo di RhoC nella trasduzione del segnale, nelle dinamiche del citoscheletro e nella citocinesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato con KO] RhoC pAb di coniglio
Note/alias	H9; ARH9; ARHC; RHOH9; oC
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	389
GeneID	389
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-193 della RhoC umana (NP_786886.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, ratto
SWISS	P08134
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante