


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rodopsina Per Wb, Ihc-P, Elisa - P08100

Numero articolo: CM0019980



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-rodopsina validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con mouse e ratto. Target del fotorecettore accoppiato a proteine G, essenziale per la visione in condizioni di scarsa illuminazione e per la ricerca sulla fototrasduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di rodopsina di coniglio                                                                                                                              |
| Note/Alias          | RP4; OPN2; CSNBAD1; Rodopsina                                                                                                                             |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                      |
| GeneID (uomo)       | 6010                                                                                                                                                      |
| GeneID              | 6010                                                                                                                                                      |
| Immunogeno          | Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra l'amminoacido 200 e il C-terminale della rodopsina umana (NP_000530.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                     |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Mouse, ratto                                                                                                                                              |
| SWISS               | P08100                                                                                                                                                    |
| Peso della proteina | 39 kDa                                                                                                                                                    |
| Spedizione          | Confezione refrigerante                                                                                                                                   |