

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rhog Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

Numero articolo: CM0023061



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RHOG validato per Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con RHOG di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla sinapsi immunologica, la migrazione cellulare e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RHOG Rabbit pAb
Note/Alias	ARHG; RHOG
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	391
GeneID	391
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 della RHOG umana (NP_001656.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P84095
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio