


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Rhogap (P190-B) Per Wb, Ip, Elisa - Q13017

Numero articolo: CM0007667



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che targeting RhoGAP (p190-B, ARHGAP5). Validato per WB, IP, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Rho GTPasi, migrazione cellulare e dinamiche del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RhoGAP mAb Coniglio
Note/Alias	GF12; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	394
GeneID	394
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1150-1300 di RhoGAP umano (Q13017)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13017
Peso Proteico	172 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio