


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rhogap Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13017

Numero articolo: CM0025734



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio RhoGAP (Q13017) validato per WB, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Proteina attivatrice della GTPasi per la famiglia Rho. Ideale per studi di segnalazione cellulare e del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio RhoGAP (pAb)
Note/Alias	GF12; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Specie	Umano
GeneID (umano)	394
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1292-1501 di RhoGAP umano (NP_001164.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13017
Peso Proteico	172kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio