

Anticorpo Policlonale Anti-Rhogdi Per Wb, Elisa - P52565

Numero articolo: CM0014115



introduzione

Anticorpo policlonale anti-RhoGDI validato KO per WB, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Rho GTPase e della regolazione della motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] RhoGDI Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	396
Gene ID	396
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-204 di RhoGDI umano (NP_001172006.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52565
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio