

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rhoh Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15669

Numero articolo: CM0024801

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RHOH umano (RhoH, TTF), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Adatto per studi sulla segnalazione delle cellule ematopoietiche, sullo sviluppo delle cellule T e sulla funzione dei mastociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RHOH Rabbit pAb
Note/Alias	TTF; ARHH; RHOH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	399
GeneID	399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-191 di RHOH umano (NP_004301.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q15669
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio