


Anticorpo Policlonale Anti-Rhot1/Miro1 Per Wb, Elisa - Q8Ixi2

Numero articolo: CM0026150



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro RHOT1/MIRO1 umano (GTPasi Rho mitocondriale 1), validato per WB ed ELISA. Rileva umano, topo e ratto. Immunogeno ricombinante (aa 310-590). Ideale per la ricerca sul traffico mitocondriale e sulla fissione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KD Validated] RHOT1/MIRO1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55288
ID Gene	55288
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 310-590 di RHOT1/MIRO1 umano (NP_060777.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8IXI2
Peso proteico	71kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio