

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rhot2 Per Wb - Q8Ixi1

Numero articolo: CM0027877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro RHOT2 umano (MIRO-2) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Studia il traffico e la distribuzione subcellulare mitocondriale. UniProt Q8IXI1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RHOT2 Rabbit pAb
Note/Alias	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	89941
GeneID	89941
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-550 di RHOT2 umano (NP_620124.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8IXI1
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio