


Anticorpo Policlonale Anti-Rhou Per Wb, Elisa - Q7L0Q8

Numero articolo: CM0020766



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia RHO umano (WRCH1, CDC42L1), validato per applicazioni Western blot e ELISA. Impiegato nella ricerca su morfologia cellulare, organizzazione del citoscheletro e migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RHO Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO
Specie	Uomo
GeneID (umano)	58480
GeneID	58480
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q7L0Q8
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio