

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ric8A Per Wb E Elisa - Q9Npq8

Numero articolo: CM0017595

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-RIC8A di alta qualità per WB e ELISA. Rileva RIC8A (synembryn-A) umano, murino e ratto, una chaperone e GEF per le proteine G alfa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RIC8A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RIC8; RIC8A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	60626
GeneID	60626
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 362-531 di RIC8A umano (NP_001273063.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NPQ8
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio