

Anticorpo Policlonale Anti-Rictor Per Wb - Q6R327

Numero articolo: CM0027561



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-RICTOR validato per WB ed ELISA. Riconosce RICTOR umano con reattività crociata con ratto. Questa proteina di circa 192 kDa è un adattatore chiave in mTORC2, mediando la fosforilazione di AKT e la crescita cellulare. - Q6R327

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio RICTOR
Note/Alias	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
Specie	Umano
GeneID	253260
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1043-1142 di RICTOR umano (NP_689969.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q6R327
Peso proteico	192 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio