

Anticorpo Monoclonale Anti-Rig-I/Ddx58 Per Wb, Elisa - 095786

Numero articolo: CM0009681



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Rig-I/DDX58 (SWISS 095786) validato per WB ed ELISA. Rileva la RIG-I umana, un sensore citoplasmatico dell'RNA fondamentale per l'immunità antivirale innata. Indicato per studi di ricerca sulle malattie infettive e sulla segnalazione dell'interferone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio Rig-I/DDX58
Note/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Specie	Umano
ID del gene	23586 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetizzato derivato da Rig-I/DDX58 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	095786
Peso della proteina	107 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante