

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rig-I/Ddx58 Per Wb Ed Elisa - O95786

Numero articolo: CM0014568



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio specifico contro il Rig-I/DDX58 umano, validato per Western blot ed ELISA. Rileva il Rig-I umano e di ratto, un recettore cruciale dell'immunità innata per il rilevamento dell'RNA virale e la segnalazione antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rig-I/DDX58 Rabbit pAb
Note/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Specie	Umano
GeneID	23586
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 825-925 del Rig-I/DDX58 umano (NP_055129.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O95786
Peso Proteico	107 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio