


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Rims2 Per Wb, Elisa - Q9Uq26

Numero articolo: CM0017932



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro RIMS2, adatto per applicazioni WB e ELISA con reattività crociata verso uomo e ratto. Ideale per lo studio dell'esocitosi sinaptica e delle vie neurologiche correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RIMS2 Rabbit pAb
Note/Alias	OBOE; RIM2; CRSDS; RAB3IP3; RIMS2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9699
ID gene	9699
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-350 di RIMS2 umano (NP_055492.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	Q9UQ26
Peso proteico	160kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio