


Anticorpo Monoclonale Anti-Ring1B/Rnf2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99496

Numero articolo: CM0007007



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro RING1B/RNF2 (RING2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva RING1B umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca epigenetica, sulla cromatina e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-RING1B/RNF2
Note/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-336 di RING1B/RNF2 umano (NP_009143.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99496
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio