


Anticorpo Monoclonale Anti-Ring1B/Rnf2 Per Wb, Ip Ed Elisa - Q99496

Numero articolo: CM0009853



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato a RING1B/RNF2 (RING2) umano. Validato per WB, IP ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Essenziale per lo studio della repressione Polycomb e dell'ubiquitinazione dell'istone H2A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RING1B/RNF2 Rabbit mAb
Note/Alias	BAP1, DING, BAP-1, HIP13, RING2, LUSYAM, RING1B, RING1B/RNF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6045
GeneID	6045
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 100-200 di RING1B/RNF2 umano, Q99496)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99496
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio