


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ring1B/Rnf2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q99496

Numero articolo: CM0030750



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro RING1B/RNF2 (ligasi E3 ubiquitina-proteina RING2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla cromatina ed epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	RING1B/RNF2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6045
ID Gene	6045
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-336 di RING1B/RNF2 umano (NP_009143.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99496
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio