


Anticorpo Monoclonale Rabbit Polymab® Anti-Ring1B/Rnf2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99496

Numero articolo: CM0005892



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit PolymAb® diretto contro RING1B/RNF2 umano (ligasi E3 ubiquitina), validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in epigenetica e biologia della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RING1B/RNF2 Rabbit PolymAb®
Osservazioni/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6045
GeneID	6045
Immunogeno	Proteina ricombinante di RING1B/RNF2 umano (NP_009143.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99496
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio