

## Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Riox2/Mina53 Per Wb E Elisa - Q8Iuf8

Numero articolo: CM0002516



### introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio RIOX2/MINA53 validato per WB e ELISA, che riconosce RIOX2 umano, murino e ratto. Questa lisina demetilasi e idrossilasi ribosomiale è coinvolta nella crescita cellulare, nella biogenesi dei ribosomi ed è sovraregolata nei tumori. Ideale per la ricerca epigenetica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | RIOX2/MINA53 Rabbit mAb                                      |
| Osservazioni/Alias    | ROX; MDIG; MINA; NO52; JMJD10; MINA53; RIOX2/MINA53          |
| Specie                | Umano                                                        |
| GeneID (Umano)        | 84864                                                        |
| Immunogeno            | Peptide Sintetico (aa 350-450 di RIOX2/MINA53 umano, Q8IUF8) |
| Fonte                 | Coniglio                                                     |
| Categoria             | Anticorpi Monoclonali                                        |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                    |
| Reattività Incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                          |
| SWISS                 | Q8IUF8                                                       |
| Peso Proteico         | 53kDa                                                        |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                           |