

Anti-Rip3 Coniglio Anticorpo Monoclonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9QzI0

Numero articolo: CM0005582



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-RIP3 di coniglio per la ricerca sulla necroptosi e l'apoptosi del mouse. Validato per western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica e applicazioni ELISA. Immunogeno ricombinante dagli aminoacidi 320-420 del RIP3 del mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RIP3 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	Rip3; 2610528K09Rik
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	11035
GeneID	56532
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 320-420 del RIP3 del mouse (NP_064339.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q9QZL0
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio