

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Rip3 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9QzL0

Numero articolo: CM0020566



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il RIP3 (Ripk3) di topo, validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca su necroptosi, apoptosi e morte cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	RIP3 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	Rip3; 2610528K09Rik; RIP3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	11035
GeneID	56532
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 320-420 del RIP3 di topo (NP_064339.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9QZL0
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio