

Anticorpo Policlonale Anti-Rip3/Ripk3 Per Ihc-P Ed Elisa - Q9Y572

Numero articolo: CM0022111



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a RIP3 umano (RIPK3). Validato per IHC-P ed ELISA. Ideale per lo studio della necroptosi, dell'apoptosi e delle interazioni ospite-virus. Utilizzare questo anticorpo di livello research per esplorare le vie della morte cellulare programmata e la regolazione metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	RIP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RIP3; RIPK3
Specie	Umano
Gene ID	11035
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 410-518 di RIP3 umano (NP_006862.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9Y572
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio