


Anticorpo Monoclonale Anti-Ripk1/Rip Per Wb, Ip, Elisa - Q13546

Numero articolo: CM0003896



introduzione

Questo mAb coniglio [Convalidato KD] anti-RIPK1/RIP rileva la RIPK1 umana. Convalidato per WB, IP, ELISA. Ideale per lo studio dell'apoptosi mediata da TNF, della necroptosi e delle vie infiammatorie. L'immunogeno ricombinante garantisce specificità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	mAb coniglio [Convalidato KD] anti-RIPK1/RIP
Annotazioni/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8737
ID Gene	8737
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q13546
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio